







- Führungsdrähte**
- Guide wires**
- Nitinol-Körbchen
- Nitinol baskets
- Drahtabschnitte
- Mandrels / Stylets
- Hypotube
- Hypotube
- Sonderprodukte
- Special products

ERflex micro line
MADE IN GERMANY

torsion stable core
 Torsionstabiler Schaft
 high flexural strength
 Hohe Biegefestigkeit
 customized production
 Kundenspezifische Fertigung



tapered grinding profile Schleifkurve Verjüngung



core
 Schaft

Material material

- » Edelstahl stainless steel
- » Nitinol




Abmessungen dimensions

- » Durchmesser diameter 0,20-1,0mm .008"-.040" inch
- » Länge length bis 4800mm up to 190" inch

Beschichtungen coatings

- » PTFE
- » FEP
- » Hydrofil hydrophilic
- » unbeschichtet uncoated

tensile test profile Zugkraftprüfung Profil



coil
 Feder

Material material

- » Platin/Iridium platinum/iridium
- » Wolfram vergoldet tungsten gold plated
- » Edelstahl stainless steel

Abmessungen dimensions

- » Durchmesser diameter 0,178-1,5mm .007"-.060" inch
- » Federdraht coil wire 0,04-0,25mm .0015"-.010" inch
- » Länge length bis 300mm up to 8" inch

Beschichtungen coatings

- » PTFE
- » Hydrofil hydrophilic
- » unbeschichtet uncoated



DQS-Reg.Nr. 13536 MP23






DIN EN ISO 13485
 MDD 93/42/EEC-II

Durch langjährige Erfahrung in der Produktion von Führungsdrähten und einer hervorragenden technischen Ausstattung der Fertigung ist es EPflex möglich, Führungsdrähte in einer konstant hochwertigen Qualität zu liefern. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten ist EPflex in der Lage, alle erforderlichen Varianten nach Kundenwunsch herzustellen.

Through many years of experience gained in the production of guidewires along with state-of-the-art production equipment, EPflex is able to provide premium guidewires with consistently high quality. In cooperation with suppliers, EPflex is capable of producing any customized modifications if requested.


special services:
 Sonderleistungen:

- packaging/sterilizing
- Verpacken/sterilisieren
- graded diameter
- Abgestufter Durchmesser
- x-ray marker
- Röntgen-Marker
- special colours
- Sonderfarben



EPflex ist seit 1994 als Hersteller flexibler medizinischer Metallkomponenten tätig. Wir sind ihr Ansprechpartner von der Entwicklung erster Prototypen bis zur Serienproduktion. Innovation und Kompetenz zeichnen uns als zuverlässigen Partner unserer Kunden aus.

Since 1994, EPflex has manufactured flexible metal components for medical applications. We are your one source for everything from the development of initial prototypes right up to volume production. Innovation and expertise are the characteristics which make us a reliable partner for our customers.



Entwicklung
Produktion
flexibler Elemente

EPflex Feinwerktechnik GmbH
72581 Dettingen/Erms
Im Schwöllbogen 24
Phone +49 (0) 7123 / 97 84-0
Fax +49 (0) 7123 / 97 84-22
E-Mail: info@epflex.com
www.epflex.com